


**Julabo****REFRIGERATORI A RICIRCOLAZIONE**

## SERIE ECONOMICA

### EFFICIENZA



Design compatto salva-spazio.

### SICUREZZA

Protezione da congelamento.

### ECONOMIA

Impostazione analogica della temperatura.

### ECOLOGIA

Risparmio di preziosa acqua di rete.

### APPLICAZIONI

Per il raffreddamento di piccoli sistemi: laser, evaporatori rotanti, calorimetri, camere per elettroforesi e molti altri.

### Refrigeratore a ricircolazione mod. F 200 Cod. JU 9.620.020

• Campo di temperatura di lavoro	°C	5...40
• Precisione della temperatura	°C	+/-3
• Capacità refrigerazione	°C	20....10....5
	W	200..180..130
• Pressione pompa	mBar	120
• Flusso	L/min	8
• Livello di rumorosità (1m distanza)	dBA	55
• Capacità di riempimento	L	2...3
• Dimensioni	Cm	19x35x41
• Peso	Kg	19
• Alimentazione	V/Hz	230/50
• Assorbimento	W	300

